



FUNDAÇÃO
SAÚDE

PROCESSO: SEI-080007/002132/2020

INSTITUIÇÃO:	FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CNPJ:	10.834.118/0001-79
FORNECEDOR:			
CNPJ:			IE
END:			BAIRRO:
CIDADE			CEP:
FONE:			FAX:
E-MAIL:			RESPONSÁVEL:

MEDICAMENTOS.

PRODUTOS

LOTE	ITEM	CÓDIGO SIGA	DESCRIPTIVO	MARCA	UND	QTDE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
	1	Código do Item: 6810.469.0028 ID 151041	SONDA MOLECULAR, UTILIZACAO: LOCUS, METODO: TECNICA MOLECULAR FISH, APLICACAO: CITOGENETICA, APRESENTACAO: DUPLA COR, ANALISE: LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA PROMIELOCITICA, FUNCAO: FUSAO GENICA PML/RARA (15q24/17q21.1-q21.2), FORNECIMENTO: UNIDADE ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: dupla cor e dupla fusão compatível com filtros LARANJA e VERDE. Apresentação: teste. Total 120 testes.		UND	120	R\$	-
	2	Código do Item: 6810.469.0029 ID 151042	SONDA MOLECULAR, UTILIZACAO: LOCUS, METODO: TECNICA MOLECULAR FISH, APLICACAO: CITOGENETICA, APRESENTACAO: DUPLA COR, ANALISE: LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA PROMIELOCITICA, FUNCAO: ESPECIFICA PARA RARA (17q21.1-q21.2), FORNECIMENTO: UNIDADE ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: dupla cor compatível com filtros LARANJA e VERDE. Apresentação: teste. Total 20 testes.		UND	20	R\$	-
	3	Código do Item: 6810.469.0031 ID 151044	SONDA MOLECULAR,UTILIZACAO: LOCUS, METODO: TECNICA MOLECULAR FISH, APLICACAO: CITOGENETICA, APRESENTACAO: DUPLA COR, DUPLA FUSAO, ANALISE: LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA, FUNCAO: FUSAO GENICA BCR/ABL, (9;22) (q34.1;q11.2), FORNECIMENTO: UNIDADE ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: dupla cor e dupla fusão compatível com filtros LARANJA e VERDE. Apresentação: teste. Total 300 testes.		UND	300	R\$	-
	4	Código do Item: 6810.469.0030 ID 151043	SONDA MOLECULAR,UTILIZACAO: LOCUS, METODO: TECNICA MOLECULAR FISH, APLICACAO: CITOGENETICA, APRESENTACAO: DUPLA COR, BREAK APART, ANALISE: LEUCEMIA AGUDA, FUNCAO: ESPECIFICA MLL (11q23), FORNECIMENTO: UNIDADE ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: dupla cor e dupla fusão compatível com filtros LARANJA e VERDE. Apresentação: teste. Total 100 testes.		UND	100	R\$	-

5	Código do Item: 6810.469.0011 ID151024	SONDA MOLECULAR,UTILIZACAO: LOCUS, METODO: TECNICA MOLECULAR FISH, APLICACAO: CITOGENETICA, APRESENTACAO: DUPLA COR, ANALISE: LEUCEMIA LINFOCITICA CRONICA, FUNCAO: ATM CEP 11, FORNECIMENTO: UNIDADE ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: dupla cor e dupla fusão compatível com filtros LARANJA e VERDE. Apresentação: teste. Total 100 testes.		UND	100		R\$ -
6	Código do Item: 6810.469.0012 ID 151025	SONDA MOLECULAR,UTILIZACAO: LOCUS, METODO: TECNICA MOLECULAR FISH, APLICACAO: CITOGENETICA, APRESENTACAO: DUPLA COR, ANALISE: SINDROME MIELODISPLASICA, FUNCAO: ESPECIFICA EGR1 (5q31) D5S721, D5S23 (5p15.2), FORNECIMENTO: UNIDADE ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: dupla cor compatível com filtros LARANJA e VERDE. Apresentação: teste. Total 20 testes.		UND	20		R\$ -
7	Código do Item: 6810.469.0024 ID 151037	SONDA MOLECULAR,UTILIZACAO: LOCUS, METODO: TECNICA MOLECULAR FISH, APLICACAO: CITOGENETICA, APRESENTACAO: DUPLA COR, ANALISE: LEUCEMIAS AGUDAS, SINDROME MIELODISPLÁSICA, FUNCAO: D7S522 (7q31) CEP7, FORNECIMENTO: UNIDADE ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: dupla cor compatível com filtros LARANJA e VERDE.		UND	60		R\$ -
8	Código do Item: 6810.469.0013 ID 151026	SONDA MOLECULAR,UTILIZACAO: LOCUS, METODO: TECNICA MOLECULAR FISH, APLICACAO: CITOGENETICA, APRESENTACAO: DUPLA COR, ANALISE: LEUCEMIAS AGUDAS, CRONICAS,TRANSPLANTE MEDULA OSSEA, FUNCAO: CENTROMERICA X/Y, FORNECIMENTO: UNIDADE ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: dupla cor compatível com filtros LARANJA e VERDE. Apresentação: teste. Total 20 testes.		UND	20		R\$ -
9	Código do Item: 6810.469.0014 ID 151027	SONDA MOLECULAR,UTILIZACAO: LOCUS, METODO: TECNICA MOLECULAR FISH, APLICACAO: CITOGENETICA, APRESENTACAO: DUPLA COR, BREAK APART, ANALISE: LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA, FUNCAO: ESPECIFICA CBFB (16q22), FORNECIMENTO: UNIDADE ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: dupla cor compatível com filtros LARANJA e VERDE. Apresentação: teste. Total 20 testes.		UND	20		R\$ -
10	Código do Item: 6810.469.0016 ID 151029	SONDA MOLECULAR,UTILIZACAO: LOCUS, METODO: TECNICA MOLECULAR FISH, APLICACAO: CITOGENETICA, APRESENTACAO: DUPLA COR, ANALISE: SINDROME MIELODISPLASICA, FUNCAO: ESPECIFICA D20S108 (20q12), FORNECIMENTO: UNIDADE ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: cor compatível com filtros LARANJA ou VERDE. Apresentação: teste. Total 20 testes.		UND	20		R\$ -

11	Código do Item: 6810.469.0015 ID 151028	SONDA MOLECULAR,UTILIZACAO: LOCUS, METODO: TECNICA MOLECULAR FISH, APLICACAO: CITOGENETICA, APRESENTACAO: DUPLA COR, ANALISE: LEUCEMIA LINFOCITICA AGUDA, FUNCAO: ESPECIFICA PARA FUSAO GENICA TEL AML1 (ETV6/RUNX1), FORNECIMENTO: UNIDADE ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: dupla cor compatível com filtros LARANJA e VERDE. Apresentação: teste. Total 20 testes.		UND	30		R\$ -
12	Código do Item: 6810.469.0017 ID 151030	SONDA MOLECULAR,UTILIZACAO: LOCUS, METODO: TECNICA MOLECULAR FISH, APLICACAO: CITOGENETICA, APRESENTACAO: DUPLA COR, ANALISE: LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA, FUNCAO: ESPECIFICA PARA FUSAO GENICA AML1 ETO (RUNX1/RUNX1T1), FORNECIMENTO: UNIDADE ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: dupla cor e dupla fusão compatível com filtros LARANJA e VERDE. Apresentação: teste. Total 20 testes.		UND	20		R\$ -
13	Código do Item: 6810.469.0018 ID 151031	SONDA MOLECULAR,UTILIZACAO: LOCUS, METODO: TECNICA MOLECULAR FISH, APLICACAO: CITOGENETICA, APRESENTACAO: DUPLA COR, ANALISE: DOENCAS ONCOHEMATOLOGICAS, FUNCAO: ESPECIFICA TP53 (17p13.1)/CEP17(17p11.1-q11.1), FORNECIMENTO: UNIDADE ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: dupla cor compatível com filtros LARANJA e VERDE. Apresentação: teste. Total 20 testes.		UND	120		R\$ -
14	Código do Item: 6810.469.0019 ID 151032	SONDA MOLECULAR,UTILIZACAO: LOCUS, METODO: TECNICA MOLECULAR FISH, APLICACAO: CITOGENETICA, APRESENTACAO: DUPLA COR, BREAK APART, ANALISE: LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA, SINDROME MIELODISPLASICA, FUNCAO: ESPECIFICA MYC(8q24), FORNECIMENTO: UNIDADE ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: dupla cor compatível com filtros LARANJA e VERDE. Apresentação: teste. Total 60 testes.		UND	60		R\$ -
15	Código do Item: 6810.469.0020 ID 151033	SONDA MOLECULAR,UTILIZACAO: LOCUS, METODO: TECNICA MOLECULAR FISH, APLICACAO: CITOGENETICA, APRESENTACAO: DUPLA COR, ANALISE: MIELOMA MULTIPLO, LEUCEMIA LINFOCITICA CRONICA, FUNCAO: ESPECIFICA D13s319(13q14.3) /13q14.3, FORNECIMENTO: UNIDADE ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: dupla cor compatível com filtros LARANJA e VERDE. Apresentação: teste. Total 80 testes.		UND	80		R\$ -

16	Código do Item: 6810.469.0021 ID 151034	SONDA MOLECULAR, UTILIZACAO: LOCUS, METODO: TECNICA MOLECULAR FISH, APLICACAO: CITOGENETICA, APRESENTACAO: DUPLA COR, ANALISE: LEUCEMIA LINFOCITICA CRONICA, FUNCAO: ESPECIFICA CEP 12(p11.1- q11), FORNECIMENTO: UNIDADE ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: cor compatível com filtros LARANJA ou VERDE. Apresentação: teste. Total 100 testes.		UND	100		R\$ -
17	Código do Item: 6810.469.0022 ID 151035	SONDA MOLECULAR,UTILIZACAO: LOCUS, METODO: TECNICA MOLECULAR FISH, APLICACAO: CITOGENETICA, APRESENTACAO: DUPLA COR, ANALISE: LEUCEMIA AGUDA, SINDROME MIELODISPLASICA, FUNCAO: ESPECIFICA CEP 8(p11.1-q11), FORNECIMENTO: UNIDADE ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: dupla cor compatível com filtros LARANJA ou VERDE. Apresentação: teste. Total 40 testes.		UND	40		R\$ -
18	Código do Item: 6810.469.0023 ID 151036	SONDA MOLECULAR,UTILIZACAO: LOCUS, METODO: TECNICA MOLECULAR FISH, APLICACAO: CITOGENETICA, APRESENTACAO: DUPLA COR, ANALISE: MIELOMA MULTIPLO, FUNCAO: ESPECIFICA IGH / FGFR3, FORNECIMENTO: UNIDADE ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: dupla cor compatível com filtros LARANJA e VERDE. Apresentação: teste. Total 40 testes.		UND	40		R\$ -
19	Código do Item: 6810.469.0025 ID 151038	SONDA MOLECULAR, UTILIZACAO: LOCUS, METODO: TECNICA MOLECULAR FISH, APLICACAO: CIOTOGNETICA, APRESENTACAO: DUPLA COR, DUPLA FUSAO, ANALISE: MIELOMA MULTIPLO, FUNCAO: ESPECIFICA IGH/MAF, FORNECIMENTO: UNIDADE ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: dupla cor compatível com filtros LARANJA e VERDE. Apresentação: teste. Total 40 testes		UND	40		R\$ -
20	Código do Item: 6810.469.0026 ID 151039	SONDA MOLECULAR,UTILIZACAO: LOCUS, METODO: TECNICA MOLECULAR FISH, APLICACAO: CITOGENETICA, APRESENTACAO: DUPLA COR, BREAK APART, ANALISE: MIELOMA MULTIPLO, LEUCEMIA LINFOCITICA CRONICA, FUNCAO: ESPECIFICA IGH, FORNECIMENTO: UNIDADE ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: dupla cor compatível com filtros LARANJA e VERDE. Apresentação: teste. Total 40 testes.		UND	40		R\$ -

21	Código do Item: 6810.469.0027 ID 151040	SONDA MOLECULAR, UTILIZACAO: LOCUS, METODO: TECNICA MOLECULAR FISH, APLICACAO: CITOGENETICA, APRESENTACAO: DUPLA COR, DUPLA FUSAO, ANALISE: MIELOMA MULTIPLO, LEUCEMIA LINFOCITICA CRONICA, FUNCAO: ESPECIFICA IGH / CCND1, FORNECIMENTO: UNIDADE ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: dupla cor compatível com filtros LARANJA e VERDE. Apresentação: teste. Total 40 testes.		UND	40		R\$ -
22	Código do Item: 6810.470.0002 ID 154933	COLORACAO FUNDO DAP II,CONCENTRACAO: 125 NG/ML, METODO: TECNICA MOLECULAR FISH, APLICACAO: SISTEMA CVS, ANALISE: LEUCEMIAS AGUDAS - CRONICAS, ASPECTO FISICO: LIQUIDO, FORNECIMENTO: FRASCO 05 A 1 ML ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Apresentação: FRASCO DE 0,5 A 1 mL. Total 15 mL.		ML	15		R\$ -
23	Código do Item: 6810.449.0002 ID 77272	FORMAMIDA, ASPECTO: LIQUIDO, COR: INCOLOR, FORMULA MOLECULAR: CH3NO, PESO MOLECULAR: 45.04 G/MOL, PUREZA: 99.0%, APLICACAO: TECNICA DE FISH ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Formamida P.A CH3NO , pm=45,04, Forma de fornecimento: frasco de 1000 mL.		UND	2		R\$ -
24	Código do Item: 7930.035.0003 ID 78098	DETERGENTE INDUSTRIAL,ASPECTO: LIQUIDO, FORMULA: NAO IONICO, BASE: TECNICA FISH, PH: FUNCAO ELIMINAR HIBRIDIZACOES NAO ESPECIFICAS, FRAGANCIA: N/A ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Apresentação FRASCO com 100mL		FRASCO	2		R\$ -
25	Código do Item: 6810.122.0028 ID 155399	SOLUCAO TAMPAO, APRESENTACAO: FRASCO, TIPO: TAMPAO DE HIBRIDIZACAO RAPIDO, APLICACAO: TECNICA DE FISH, COMPOSICAO: SOLUCAO CONTENDO FORMAMIDA, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO DE 0,1 ~ 0, 25 ML		ML	2		R\$ -

OS ITENS DESTES PEDIDOS DE COTAÇÃO ESTÃO AGRUPADOS POR LOTES.

OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO:

INSTRUÇÕES

1. CONFIRME O RECEBIMENTO DESSE PEDIDO
2. OS MATERIAIS NÃO SERÃO RECEBIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESSE PEDIDO.
3. ENVIAR RESPOSTA COM CARIMBO E ASSINATURA OU PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

OTAÇÃO ESTÃO AGRUPADOS POR LOTES.

SOBRE O FORNECIMENTO:

1. FORMA DE ENTREGA: A ENTREGA DOS PERECÍVEIS DEVERÃO SER SEMANALMENTE E DOS NÃO, MENSAL EXCETO NO PRIMEIRO MÊS QUE DEVERÁ SER DE 24 HORAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO EMITIDA PELA DIREÇÃO, CONFORME TR EM ANEXO - ITEM 11.
2. ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA RIO DE JANEIRO, 148 - SÃO FRANCISCO - CARMO - RIO DE JANEIRO - RJ
3. FORMA DE PAGAMENTO: MEDIANTE NOTA DE EMPENHO. NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO ANTECIPADO.